

Implanteerbare hartritme monitor (Reveal)



Maatschap Cardiologie IJsselland Ziekenhuis

De Cardioloog heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor het plaatsen van een hartritmemonitor (Reveal). Dit is een klein apparaatje ter grootte van uw pink / USB stick, waarmee continu uw hartritme kan worden geregistreerd.



Zo hopen we de oorzaak van uw klachten op te sporen. De klachten die u op dit moment ervaart kunnen variëren: dat kan zijn een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, flauwvallen of hartkloppingen. Een hartritmestoornis kán daarvan de oorzaak zijn.

De diagnose “hartritmestoornis” is vaak moeilijk te stellen, omdat dit natuurlijk niet altijd tijdens het spreekuur of tijdens het onderzoek optreedt. Met dit apparaatje is het voor de cardioloog eenvoudiger om te kunnen vaststellen of er in uw geval inderdaad sprake is van een hartritmestoornis.

De implanteerbare monitor heeft als voordeel dat u zélf het moment kunt ‘markeren’ wanneer u klachten ervaart.

Bij het apparaatje hoort namelijk een activator (een soort “afstandsbediening”) waarmee u de markering kunt aangeven. Dat gaat heel eenvoudig en daar zult u van te voren nog uitgebreid mee oefenen.

De hartfunctiemedewerker kan uw gegevens op ieder gewenst moment ‘uitlezen’. Hoe klein het apparaatje ook is, hij kan zo’n drie jaar lang heel veel uren hartfilm opslaan.

Na de afspraak met uw Cardioloog komt u op de wachtlijst te staan voor de plaatsing van de hartritmemonitor (Reveal).

Het is een **Dagopname** (afdeling D2).

De ingreep zelf duurt ongeveer **30 minuten**.

Als er na het bezoek aan de cardioloog vragen bij u opkomen, dan adviseren wij u deze achterin deze folder op te schrijven en ze te bespreken met de hartfunctiemedewerker, die u ontmoet vóór de ingreep, op de dag van plaatsing.

Als uw plaatsingsdatum bekend is, neemt de hartfunctiemedewerker contact met u op en hoort u op welke dag en welk tijdstip u verwacht wordt.

U ontvangt deze afspraak ook per brief.

Waar moet u zich melden op de dag van plaatsing?

U meldt zich bij afdeling opname in de centrale hal. Vandaar wordt u naar afdeling Dagopname gebracht.


Vanaf de Dagopname wordt u –ca een uur voor de plaatsing– naar de hartfunctiemedewerker gebracht. Zij ontvangt u liefst samen met partner, dochter of zoon en bespreekt de volgende punten:

- de werking en bediening van de hartritmemonitor.
- ze tekent de plak af waar het apparaatje bij u geplaatst zal worden.
- u kunt het apparaatje én de activator (“afstandsbediening”) bekijken.
- het oefenen met “markeren” doen we pas na de plaatsing !

Plaatsing van de hartritmemonitor

De hartritmemonitor wordt geplaatst door de Cardioloog.

- Hij verdooft uw huid via één of twee verdovingsprikken in uw borst. Zo zorgt hij ervoor dat u er niets van voelt als hij het apparaatje onder uw huid plaatst.



- Via een kleine snede links bovenin de borst, plaatst de cardioloog het apparaatje net onder uw huid.

Na de plaatsing wordt u -in bed- teruggebracht naar de hartfunctiemedewerker.

Instellen en activeren van de hartritmemonitor

De hartfunctiemedewerker stelt uw hartritmeapparaatje in. Zij zal ook het activeren met u oefenen: in principe oefent u nét zolang tot u zich er vertrouwd mee voelt.

U zult merken dat het bedienen van de activator (“afstandsbediening”) heel eenvoudig is!



Het bedienen stap–voor–stap !

1. Leg de activator plat op het implanteerde apparaatje in uw borst. Met déze kant naar boven



2. Druk éénmaal op **het hartje**
3. haal de activator onmiddellijk weg en kijk of het lampje groen knippert.

Een knipperend **groen lampje** betekent **Oké !**

Bel de hartfunctieafdeling om te laten weten dat u een “markering” heeft aangebracht.

Dat hoeft niet meteen.

Bel op werkdagen

tussen 8.00 – 9.00 uur of tussen 15.30 – 16.30 uur.

Tel **010 - 2585059**

Buiten kantoortijden en in het weekend

belt u pas de eerstvolgende werkdag.

Dat maakt niets uit, alle gegevens blijven bewaard totdat de hartfunctiemedewerker ze zelf “wist”.

Brand het lampje niet:

Leg de activator dan opnieuw op uw borst en druk nogmaals op het hartje tot het groene lampje wél knippert!

Belangrijke gebruiksvoorschriften

Elektronische apparatuur is gevoelig voor omgevingsfactoren. Om schade te voorkomen vragen wij u de volgende gebruiksadviezen op te volgen

1. Laat de activator niet vallen en gebruik hem altijd zorgvuldig zodat er geen schade optreedt.
2. Houd de activator buiten het bereik van vloeistof. Dompel hem niet onder in vloeistof.
3. Maak de activator niet open.
4. Gebruik de activator niet in de buurt van brandbare stoffen.
5. Stel de activator niet bloot aan temperaturen onder 9°C gedurende langere tijd. Alhoewel de activator blijft functioneren tot een temperatuur van -15°C, verkorten lage temperaturen de levensduur en de betrouwbaarheid.
6. Als de activator valt van een hoogte boven 1 meter, mag hij niet meer worden gebruikt.

Heeft u nog vragen ?

Neem dan contact op met de hartfunctieafdeling

010 - 2585059

Bereikbaar tussen 8.00 – 9.00 uur en 15.30 – 16.30 uur.

Ruimte voor uw vragen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.